

# Instrucciones para el paciente

La información siguiente debe facilitarse a los pacientes a quienes se implante el sistema Barostim.

## CUIDADO POSOPERATORIO DE LA HERIDA

- El apósito de la herida debe permanecer colocado hasta que el médico lo indique.
- Es necesario tener cuidado al bañarse para evitar presionar sobre la herida o el dispositivo.
- NO toque la zona de la intervención.
- NO se tumbe sobre el GII (el dispositivo que lleva implantado en el pecho) ni lo oprima.
- NO manipule el GII ni el electrodo (el dispositivo que lleva implantado en el cuello) a través de la piel, pues podría dañarse el dispositivo, el tejido a su alrededor, o bien el electrodo podría desconectarse del GII.
- La presencia de fiebre, enrojecimiento, supuración o dolor intenso en los lugares de la intervención al cabo de 3 días puede ser un signo de infección.
  - Si presenta cualquiera de los síntomas anteriores, NO intente tratarlos en casa y acuda al médico lo antes posible.
  - Por lo general, una infección detectada a tiempo se puede tratar con antibióticos.
  - Si la infección es más grave, puede ser necesario extraer el GII o el electrodo.

## INFORMACIÓN GENERAL

- Continúe su régimen de medicamentos, alimentación, ejercicio y estilo de vida tal como le hayan indicado.
- Lleve consigo la tarjeta de identificación del paciente y preséntela al pasar por controles de seguridad.
- La batería del GII se agotará con el tiempo y será necesario sustituirla.
- Es necesario acudir a visitas de seguimiento con el médico para comprobar el funcionamiento correcto del sistema y la respuesta a la terapia.
- Póngase en contacto con su médico de inmediato si presenta:
  - Estimulación (hormigueo, espasmos musculares, dificultad para hablar o tragar)
  - Mareos, dolor en el pecho, problemas para respirar, hinchazón en las piernas
  - Presión arterial o frecuencia cardíaca inusualmente bajas

## ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Póngase en contacto con el médico si se va a someter a un procedimiento médico.
  - Procedimientos como una RM, electrocauterización, radiación con fines terapéuticos, litotricia y desfibrilación externa podrían dañar el GII.
- A fin de evitar que la terapia se interrumpa temporalmente, manténgase como mínimo a 15 cm de distancia de otros dispositivos que emitan campos magnéticos o eléctricos intensos, como por ejemplo:
  - Imanes potentes
  - Imanes de altavoces
  - Sistemas de vigilancia electrónica de artículos (VEA), como los detectores antirrobo
  - Soldadores de arco
  - Hornos de inducción
- Póngase en contacto con su médico para obtener orientación antes de entrar en entornos que pudieran afectar al funcionamiento del GII, incluidas las zonas en las haya carteles de advertencia para evitar la entrada de pacientes que lleven implantado un marcapasos.
- NO manipule el GII a través de la piel, ya que el electrodo podría resultar dañado o desconectarse del generador de impulsos.
- NO manipule el electrodo de seno carotídeo a través de la piel, pues podría resultar dañado o desconectarse del GII, y podrían causarse daños al seno carotídeo.



Puede consultar todas las instrucciones de uso y una copia vigente de la información de este documento en: [www.cvr.com/ifu](http://www.cvr.com/ifu).



**CVRx, Inc.**  
9201 West Broadway Avenue, Suite 650  
Minneapolis, MN 55445 USA  
Phone: (763) 416-2840  
Fax: (763) 416-2841  
[www.cvr.com](http://www.cvr.com)



EC REP Emergo Europe